

NAD+テストマニュアル変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、社内での運用方法見直しに伴い、以下の通りマニュアルを変更いたしましたため、ご報告いたします。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

謹白

記

■ 検査キットの一部変更(マニュアルP 2 記載)

従来の内容 : パウチ袋の中にQIAcardを入れた状態での納品。

今後の内容 : パウチ袋の中にQIAcard、乾燥剤を入れた状態での納品。

■ 検体乾燥時間の変更(マニュアルP 4 記載)

従来の運用 : スポットが終わったQIAcardを室温で10分間乾燥。

今後の運用 : スポットが終わったQIAcardを室温で20分間乾燥。

■ 検体不備例の記載追加(マニュアルP 6 記載)

検査不能となる検体の例を記載しております。

以上

ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

TEL : 0120-767-376 (フリーダイヤル) Mail : eigyo@mirtel.co.jp

受付時間 : 平日9:00~18:00 (土日祝日、その他休業日を除く)

本社・検査所 : 広島市南区出汐一丁目2番10号